

Таблица VI. Сахарометрическія таблицы *Mateczek'a* и *Scheibler'a*.

Для температуры 17,5° Ц или 14° Р.

Плотность по сахарометру.	Градусы по ареометру Бо-ме.	Удельный вѣсъ.	Граммовъ сахара въ 1 литрѣ раствора.	Плотность по сахарометру.	Градусы по ареометру Бо-ме.	Удельный вѣсъ.	Граммовъ сахара въ 1 литрѣ раствора.
0,0	0,00	1,00000	0,00	3,0	1,70	1,01173	30,35
0,1	0,06	1,00038	1,00	3,1	1,76	1,01213	31,38
0,2	0,11	1,00077	2,00	3,2	1,82	1,01252	32,40
0,3	0,17	1,00116	3,00	3,3	1,87	1,01292	33,43
0,4	0,23	1,00155	4,01	3,4	1,93	1,01332	34,45
0,5	0,28	1,00193	5,01	3,5	1,99	1,01371	35,48
0,6	0,34	1,00232	6,01	3,6	2,04	1,01411	36,51
0,7	0,40	1,00271	7,02	3,7	2,10	1,01451	37,54
0,8	0,45	1,00310	8,02	3,8	2,16	1,01491	38,57
0,9	0,51	1,00349	9,03	3,9	2,21	1,01531	39,60
1,0	0,57	1,00388	10,04	4,0	2,27	1,01570	40,63
1,1	0,63	1,00427	11,05	4,1	2,33	1,01610	41,66
1,2	0,68	1,00466	12,06	4,2	2,38	1,01650	42,69
1,3	0,74	1,00505	13,07	4,3	2,44	1,01690	43,73
1,4	0,80	1,00544	14,08	4,4	2,50	1,01730	44,76
1,5	0,85	1,00583	15,09	4,5	2,55	1,01770	45,80
1,6	0,91	1,00622	16,10	4,6	2,61	1,01810	46,83
1,7	0,97	1,00662	17,11	4,7	2,67	1,01850	47,87
1,8	1,02	1,00701	18,13	4,8	2,72	1,01890	48,91
1,9	1,08	1,00740	19,14	4,9	2,78	1,01930	49,95
2,0	1,14	1,00779	20,16	5,0	2,84	1,01970	50,99
2,1	1,19	1,00818	21,17	5,1	2,89	1,02010	52,03
2,2	1,25	1,00858	22,19	5,2	2,95	1,02051	53,07
2,3	1,31	1,00897	23,21	5,3	3,01	1,02091	54,11
2,4	1,36	1,00936	24,23	5,4	3,06	1,02131	55,15
2,5	1,42	1,00976	25,24	5,5	3,12	1,02171	56,19
2,6	1,48	1,01015	26,26	5,6	3,18	1,02211	57,24
2,7	1,53	1,01055	27,29	5,7	3,23	1,02252	58,28
2,8	1,59	1,01094	28,31	5,8	3,29	1,02292	59,33
2,9	1,65	1,01134	29,33	5,9	3,35	1,02333	60,38

Плотность по сахарометру.	Гранулы по ареометру Бо-ме.	Удельный вѣсъ.	Граммовъ сахара въ 1 литръ раствора.	Плотность по сахарометру.	Гранулы по ареометру Бо-ме.	Удельный вѣсъ.	Граммовъ сахара въ 1 литръ раствора.
6,0	3,40	1,02373	61,42	9,5	5,38	1,03806	98,62
6,1	3,46	1,02413	62,47	9,6	5,44	1,03848	99,69
6,2	3,52	1,02454	63,52	9,7	5,50	1,03889	100,77
6,3	3,57	1,02494	64,57	9,8	5,55	1,03931	101,85
6,4	3,63	1,02535	65,62	9,9	5,61	1,03972	102,93
6,5	3,69	1,02575	66,67				
6,6	3,74	1,02616	67,73	10,0	5,67	1,04014	104,01
6,7	3,80	1,02657	68,78	10,1	5,72	1,04055	105,10
6,8	3,86	1,02697	69,83	10,2	5,78	1,04097	106,18
6,9	3,91	1,02738	70,89	10,3	5,83	1,04139	107,26
				10,4	5,89	1,04180	108,35
7,0	3,97	1,02779	71,95	10,5	5,95	1,04222	109,43
7,1	4,03	1,02819	73,00	10,6	6,00	1,04264	110,52
7,2	4,08	1,02860	74,06	10,7	6,06	1,04306	111,61
7,3	4,14	1,02901	75,12	10,8	6,12	1,04348	112,70
7,4	4,20	1,02942	76,18	10,9	6,17	1,04390	113,79
7,5	4,25	1,02983	77,24				
7,6	4,31	1,03024	78,30	11,0	6,23	1,04431	114,88
7,7	4,37	1,03064	79,36	11,1	6,29	1,04473	115,97
7,8	4,42	1,03105	80,42	11,2	6,34	1,04515	117,06
7,9	4,48	1,03146	81,49	11,3	6,40	1,04557	118,15
				11,4	6,46	1,04599	119,24
8,0	4,53	1,03187	82,55	11,5	6,51	1,04641	120,34
8,1	4,59	1,03228	83,61	11,6	6,57	1,04683	121,43
8,2	4,65	1,03270	84,68	11,7	6,62	1,04726	122,53
8,3	4,70	1,03311	85,75	11,8	6,68	1,04768	123,63
8,4	4,76	1,03352	86,82	11,9	6,74	1,04810	124,72
8,5	4,82	1,03393	87,88				
8,6	4,87	1,03434	88,95	12,0	6,79	1,04852	125,82
8,7	4,93	1,03475	90,02	12,1	6,85	1,04894	126,92
8,8	4,99	1,03517	91,10	12,2	6,91	1,04937	128,02
8,9	5,04	1,03558	92,17	12,3	6,96	1,04979	129,12
				12,4	7,02	1,05021	130,23
9,0	5,10	1,03599	93,24	12,5	7,08	1,05064	131,33
9,1	5,16	1,03640	94,31	12,6	7,13	1,05106	132,43
9,2	5,21	1,03682	95,39	12,7	7,19	1,05149	133,54
9,3	5,27	1,03723	96,46	12,8	7,24	1,05191	134,64
9,4	5,33	1,03765	97,54	12,9	7,30	1,05233	135,75

Плотность по сахарометру.	Градусы по ареометру Бо- ме.	Удельный вѣсъ.	Граммовъ са- хара въ 1 лит- рѣ раствора.	Плотности по сахарометру.	Градусы по ареометру Бо- ме.	Удельный вѣсъ.	Граммовъ са- хара въ 1 лит- рѣ раствора.
13,0	7,36	1,05276	136,86	16,5	9,33	1,06783	176,19
13,1	7,41	1,05318	137,97	16,6	9,38	1,06827	177,33
13,2	7,47	1,05361	139,08	16,7	9,44	1,06871	178,48
13,3	7,53	1,05404	140,19	16,8	9,49	1,06914	179,62
13,4	7,58	1,05446	141,30	16,9	9,55	1,06958	180,76
13,5	7,64	1,05489	142,41				
13,6	7,69	1,05532	143,52	17,0	9,61	1,07002	181,90
13,7	7,75	1,05574	144,64	17,1	9,66	1,07046	183,05
13,8	7,81	1,05617	145,75	17,2	9,72	1,07090	184,19
13,9	7,86	1,05660	146,87	17,3	9,77	1,07133	185,34
				17,4	9,83	1,07177	186,49
14,0	7,92	1,05703	147,98	17,5	9,89	1,07221	187,64
14,1	7,98	1,05746	149,10	17,6	9,94	1,07265	188,79
14,2	8,03	1,05789	150,22	17,7	10,00	1,07309	189,94
14,3	8,09	1,05831	151,34	17,8	10,06	1,07353	191,09
14,4	8,14	1,05874	152,46	17,9	10,11	1,07397	192,24
14,5	8,20	1,05917	153,58				
14,6	8,26	1,05960	154,70	18,0	10,17	1,07441	193,39
14,7	8,31	1,06003	155,82	18,1	10,22	1,07485	194,55
14,8	8,37	1,06047	156,95	18,2	10,28	1,07530	195,70
14,9	8,43	1,06090	158,07	18,3	10,33	1,07574	196,86
				18,4	10,39	1,07618	198,02
15,0	8,48	1,06133	159,20	18,5	10,45	1,07662	199,17
15,1	8,54	1,06176	160,33	18,6	10,50	1,07706	200,33
15,2	8,59	1,06219	161,45	18,7	10,56	1,07751	201,49
15,3	8,65	1,06262	162,58	18,8	10,62	1,07795	202,65
15,4	8,71	1,06306	163,71	18,9	10,67	1,07839	203,82
15,5	8,76	1,06349	164,84				
15,6	8,82	1,06392	165,97	19,0	10,73	1,07884	204,98
15,7	8,88	1,06436	167,10	19,1	10,78	1,07928	206,14
15,8	8,93	1,06479	168,24	19,2	10,84	1,07973	207,31
15,9	8,99	1,06522	169,37	19,3	10,90	1,08017	208,47
				19,4	10,95	1,08062	209,64
16,0	9,04	1,06566	170,51	19,5	11,01	1,08106	210,81
16,1	9,10	1,06609	171,64	19,6	11,06	1,08151	211,98
16,2	9,16	1,06653	172,78	19,7	11,12	1,08196	213,15
16,3	9,21	1,06696	173,91	19,8	11,18	1,08240	214,32
16,4	9,27	1,06740	175,05	19,9	11,23	1,08285	215,49

Плотность по сахарометру.	Градусы по ареометру Боме.	Удельный вѣсъ.	Граммовъ сахара въ 1 литръ раствора.	Плотность по сахарометру.	Градусы по ареометру Боме.	Удельный вѣсъ.	Граммовъ сахара въ 1 литръ раствора.
20,0	11,29	1,08329	216,66	23,5	13,24	1,09915	258,30
20,1	11,34	1,08374	217,83	23,6	13,30	1,09961	259,51
20,2	11,40	1,08419	219,01	23,7	13,35	1,10007	260,72
20,3	11,45	1,08464	220,17	23,8	13,41	1,10053	261,93
20,4	11,51	1,08509	221,36	23,9	13,46	1,10099	263,14
20,5	11,57	1,08553	222,53				
20,6	11,62	1,08599	223,71	24,0	13,52	1,10145	264,35
20,7	11,68	1,08643	224,89	24,1	13,58	1,10191	265,56
20,8	11,73	1,08688	226,07	24,2	13,63	1,10237	266,77
20,9	11,79	1,08733	227,25	24,3	13,69	1,10283	267,99
				24,4	13,74	1,10329	269,20
21,0	11,85	1,08778	228,43	24,5	13,80	1,10375	270,42
21,1	11,90	1,08824	229,61	24,6	13,85	1,10421	271,64
21,2	11,96	1,08869	230,80	24,7	13,91	1,10468	272,86
21,3	12,01	1,08914	231,99	24,8	13,96	1,10514	274,08
21,4	12,07	1,08959	233,17	24,9	14,02	1,10560	275,30
21,5	12,13	1,09004	234,36				
21,6	12,18	1,09049	235,55	25,0	14,08	1,10607	276,52
21,7	12,24	1,09095	236,74	25,1	14,13	1,10653	277,74
21,8	12,29	1,09140	237,93	25,2	14,19	1,10700	278,96
21,9	12,35	1,09185	239,12	25,3	14,24	1,10746	280,19
				25,4	14,30	1,10793	281,41
22,0	12,40	1,09231	240,31	25,5	13,35	1,10839	282,64
22,1	12,46	1,09276	241,50	25,6	14,41	1,10886	283,87
22,2	12,52	1,09321	242,69	25,7	14,47	1,10932	285,10
22,3	12,57	1,09367	243,89	25,8	14,52	1,10979	286,33
22,4	12,63	1,09412	245,09	25,9	14,58	1,11026	287,56
22,5	12,68	1,09458	246,28				
22,6	12,74	1,09503	247,48	26,0	14,63	1,11072	288,79
22,7	12,80	1,09549	248,68	26,1	14,69	1,11119	290,02
22,8	12,85	1,09595	249,88	26,2	14,74	1,11166	291,26
22,9	12,91	1,09640	251,08	26,3	14,80	1,11213	292,49
				26,4	14,85	1,11259	293,72
23,0	12,96	1,09686	252,28	26,5	14,91	1,11306	294,96
23,1	13,02	1,09732	253,48	26,6	14,97	1,11353	296,20
23,2	13,07	1,09777	254,68	26,7	15,02	1,11400	297,44
23,3	13,13	1,09823	255,89	26,8	15,08	1,11447	298,68
23,4	13,19	1,09869	257,09	26,9	15,13	1,11494	299,92

Плотность по сахарометру.	Градусы по ареометру Бо-ме.	Удельный вѣсъ.	Граммовъ сахара въ 1 литрѣ раствора.	Плотность по сахарометру.	Градусы по ареометру Бо-ме.	Удельный вѣсъ.	Граммовъ сахара въ 1 литрѣ раствора.
27,0	15,19	1,11541	301,16	30,5	17,12	1,13207	345,28
27,1	15,24	1,11588	302,40	30,6	17,18	1,13255	346,56
27,2	15,30	1,11635	303,65	30,7	17,23	1,13304	347,84
27,3	15,35	1,11682	304,89	30,8	17,29	1,13352	349,12
27,4	15,41	1,11729	306,14	30,9	17,35	1,13400	350,41
27,5	15,46	1,11776	307,38				
27,6	15,52	1,11824	308,63	31,0	17,40	1,13449	351,69
27,7	15,58	1,11871	309,88	31,1	17,46	1,13497	352,98
27,8	15,63	1,11918	311,13	31,2	17,51	1,13545	354,26
27,9	15,69	1,11965	312,38	31,3	17,57	1,13594	355,55
				31,4	17,62	1,13642	356,83
28,0	15,74	1,12013	313,64	31,5	17,68	1,13691	358,13
28,1	15,80	1,12060	314,98	31,6	17,73	1,13740	359,42
28,2	15,85	1,12107	316,14	31,7	17,79	1,13788	360,71
28,3	15,91	1,12155	317,40	31,8	17,84	1,13837	362,00
28,4	15,96	1,12202	318,65	31,9	17,90	1,13885	363,29
28,5	16,02	1,12250	319,91				
28,6	16,07	1,12297	321,17	32,0	17,95	1,13934	364,59
28,7	16,13	1,12345	322,43	32,1	18,01	1,13983	365,88
28,8	16,18	1,12393	323,69	32,2	18,06	1,14032	367,18
28,9	16,24	1,12440	324,95	32,3	18,12	1,14081	368,48
				32,4	18,17	1,14129	369,78
29,0	16,30	1,12488	326,22	32,5	18,23	1,14178	371,08
29,1	16,35	1,12536	327,48	32,6	18,28	1,14227	372,38
29,2	16,41	1,12583	328,74	32,7	18,34	1,14276	373,68
29,3	16,46	1,12631	330,01	32,8	18,39	1,14325	374,99
29,4	16,52	1,12679	331,28	32,9	18,45	1,14374	376,29
29,5	16,57	1,12727	332,55				
29,6	16,63	1,12775	333,81	33,0	18,50	1,14423	377,60
29,7	16,68	1,12823	335,08	33,1	18,56	1,14472	378,90
29,8	16,74	1,12871	336,36	33,2	18,61	1,14521	380,21
29,9	16,79	1,12919	337,63	33,3	18,67	1,14570	381,52
				33,4	18,72	1,14620	382,83
30,0	16,85	1,12967	338,90	33,5	18,78	1,14669	384,14
30,1	16,90	1,13015	340,18	33,6	18,83	1,14718	385,45
30,2	16,96	1,13063	341,45	33,7	18,89	1,14767	386,77
30,3	17,01	1,13111	342,73	33,8	18,94	1,14817	388,08
30,4	17,07	1,13159	344,01	33,9	19,00	1,14866	389,40

Плотность по сахарометру.	Градусы по ареометру Боме.	Удельный весъ.	Граммовъ сахара въ 1 литръ раствора.	Плотность по сахарометру.	Градусы по ареометру Боме.	Удельный весъ.	Граммовъ сахара въ 1 литръ раствора.
34.0	19,05	1,14915	390,71	37,5	20,97	1,16666	437,50
34.1	19,11	1,14965	392,03	37,6	21,02	1,16717	438,86
34.2	19,16	1,15014	393,35	37,7	21,08	1,16768	440,22
34.3	19,22	1,15064	394,67	37,8	21,13	1,16818	441,58
34.4	19,27	1,15113	395,99	37,9	21,19	1,16869	442,93
34.5	19,33	1,15163	397,31				
34.6	19,38	1,15213	398,64	38,0	21,24	1,16920	444,30
34.7	19,44	1,15262	399,96	38,1	21,30	1,16971	445,66
34.8	19,49	1,15312	401,29	38,2	21,35	1,17022	447,02
34.9	19,55	1,15362	402,61	38,3	21,40	1,17072	448,39
				38,4	21,46	1,17123	449,75
35.0	19,60	1,15411	403,94	38,5	21,51	1,17174	451,12
35.1	19,66	1,15461	405,27	38,6	21,57	1,17225	452,49
35.2	19,71	1,15511	406,60	38,7	21,62	1,17276	453,86
35.3	19,76	1,15561	407,93	38,8	21,68	1,17327	455,23
35.4	19,82	1,15611	409,26	38,9	21,73	1,17379	456,60
35.5	19,87	1,15661	410,60				
35.6	19,93	1,15710	411,93	39,0	21,79	1,17430	457,98
35.7	19,98	1,15760	413,26	39,1	21,84	1,17481	459,35
35.8	20,04	1,15810	414,60	39,2	21,90	1,17532	460,73
35.9	20,09	1,15861	415,94	39,3	21,95	1,17583	462,11
				39,4	22,00	1,17635	463,48
36.0	20,15	1,15911	417,28	39,5	22,06	1,17686	464,86
36.1	20,20	1,15961	418,62	39,6	22,11	1,17737	466,24
36.2	20,26	1,16011	419,96	39,7	22,17	1,17789	467,62
36.3	20,31	1,16061	421,30	39,8	22,22	1,17840	469,00
36.4	20,37	1,16111	422,64	39,9	22,28	1,17892	470,39
36.5	20,42	1,16162	423,99				
36.6	20,48	1,16212	425,34	40,0	22,33	1,17943	471,78
36.7	20,53	1,16262	426,68	40,1	22,38	1,17995	473,16
36.8	20,59	1,16313	428,03	40,2	22,44	1,18046	474,55
36.9	20,64	1,16363	429,38	40,3	22,49	1,18098	475,94
				40,4	22,55	1,18150	477,33
37.0	20,70	1,16413	430,73	40,5	22,60	1,18201	478,72
37.1	20,75	1,16464	432,08	40,6	21,66	1,18253	480,11
37.2	20,80	1,16514	433,43	40,7	22,71	1,18305	481,50
37.3	20,86	1,16565	434,79	40,8	22,77	1,18357	482,90
37.4	20,91	1,16616	436,14	40,9	22,82	1,18408	484,29

Плотность по сахарометру.	Градусы по ареометру Бо-ме.	Удельный вѣсъ.	Граммовъ сахара въ 1 литрѣ раствора.	Плотность по сахарометру.	Градусы по ареометру Бо-ме.	Удельный вѣсъ.	Граммовъ сахара въ 1 литрѣ раствора.
41,0	22,87	1,18460	485,69	44,5	24,77	1,20299	535,33
41,1	22,93	1,18512	487,08	44,6	24,82	1,20352	536,77
41,2	22,98	1,18564	488,48	44,7	24,88	1,20405	538,21
41,3	23,04	1,18616	489,88	44,8	24,93	1,20458	539,65
41,4	23,09	1,18668	491,29	44,9	24,98	1,20512	541,10
41,5	23,15	1,18720	492,69				
41,6	23,20	1,18772	494,09	45,0	25,04	1,20565	542,54
41,7	23,25	1,18824	495,50	45,1	25,09	1,20618	543,99
41,8	23,31	1,18877	496,91	45,2	25,14	1,20672	545,44
41,9	23,36	1,18929	498,31	45,3	25,20	1,20725	546,89
				45,4	25,25	1,20779	548,34
42,0	23,42	1,18981	499,72	45,5	25,31	1,20832	549,79
42,1	23,47	1,19033	501,13	45,6	25,36	1,20886	551,24
42,2	23,52	1,19086	502,54	45,7	25,41	1,20939	552,69
42,3	23,58	1,19138	503,95	45,8	25,47	1,20993	554,15
42,4	23,63	1,19190	505,37	45,9	25,52	1,21046	555,60
42,5	23,69	1,19243	506,78				
42,6	23,74	1,19295	508,20	46,0	25,57	1,21100	557,06
42,7	23,79	1,19348	509,62	46,1	25,63	1,21154	558,52
42,8	23,85	1,19400	511,03	46,2	25,68	1,21208	559,98
42,9	23,90	1,19453	512,45	46,3	25,74	1,21261	561,44
				46,4	25,79	1,21315	562,90
43,0	23,96	1,19505	513,87	46,5	25,84	1,21369	564,37
43,1	24,01	1,19558	515,30	46,6	25,90	1,21423	565,83
43,2	24,07	1,19611	516,72	46,7	25,95	1,21477	567,30
43,3	24,12	1,19663	518,14	46,8	26,00	1,21531	568,77
43,4	24,17	1,19716	519,57	46,9	26,06	1,21585	570,23
43,5	24,23	1,19769	521,00				
43,6	24,28	1,19822	522,42	47,0	26,11	1,21639	571,70
43,7	24,34	1,19875	523,85	47,1	26,17	1,21693	573,17
43,8	24,39	1,19927	525,28	47,2	26,22	1,21747	574,65
43,9	24,44	1,19980	526,71	47,3	26,27	1,21802	576,12
				47,4	26,33	1,21856	577,60
44,0	24,50	1,20033	528,15	47,5	26,38	1,21910	579,07
44,1	24,55	1,20086	529,58	47,6	26,43	1,21964	580,55
44,2	24,61	1,20139	531,01	47,7	26,49	1,22019	582,03
44,3	24,66	1,20192	532,45	47,8	26,54	1,22073	583,51
44,4	24,71	1,20245	533,89	47,9	26,59	1,22127	584,99

Плотность по сахарометру.		Удельный вѣсъ.	Граммовъ сахара въ 1 литръ раствора.		Плотность по сахарометру.		Удельный вѣсъ.	Граммовъ сахара въ 1 литръ раствора.	
Градусы по ареометру Бо-ме.	Градусы по ареометру Бо-ме.		Градусы по ареометру Бо-ме.	Градусы по ареометру Бо-ме.	Градусы по ареометру Бо-ме.	Градусы по ареометру Бо-ме.		Градусы по ареометру Бо-ме.	Градусы по ареометру Бо-ме.
48,0	26,65	1,22182	586,47	51,5	28,51	1,24111	639,17		
48,1	26,70	1,22236	587,96	51,6	28,57	1,24166	640,70		
48,2	26,75	1,22291	589,44	51,7	28,62	1,24222	642,23		
48,3	26,81	1,22345	590,93	51,8	28,67	1,24278	643,75		
48,4	26,86	1,22400	592,42	51,9	28,73	1,24334	645,29		
48,5	26,92	1,22455	593,91						
48,6	26,97	1,22509	595,40	52,0	28,78	1,24390	646,83		
48,7	27,02	1,22564	596,89	52,1	28,83	1,24446	648,36		
48,8	27,08	1,22619	598,38	52,2	28,89	1,24502	649,90		
48,9	27,13	1,22673	599,87	52,3	28,94	1,24558	651,44		
				52,4	28,99	1,24614	652,98		
49,0	27,18	1,22728	601,37	52,5	29,05	1,24670	654,52		
49,1	27,24	1,22783	602,87	52,6	29,10	1,24726	656,06		
49,2	27,29	1,22838	604,36	52,7	29,15	1,24782	657,60		
49,3	27,34	1,22893	605,86	52,8	29,20	1,24839	659,15		
49,4	27,40	1,22948	607,36	52,9	29,26	1,24895	660,69		
49,5	27,45	1,23003	608,87						
49,6	27,50	1,23058	610,37	53,0	29,31	1,24951	662,24		
49,7	27,56	1,23113	611,87	53,1	29,36	1,25008	663,79		
49,8	27,61	1,23168	613,38	53,2	29,42	1,25064	665,34		
49,9	27,66	1,23223	614,88	53,3	29,47	1,25120	666,89		
				53,4	29,52	1,25177	668,45		
50,0	27,72	1,23278	616,39	53,5	29,57	1,25233	670,00		
50,1	27,77	1,23334	617,90	53,6	29,63	1,25290	671,55		
50,2	27,82	1,23389	619,41	53,7	29,68	1,25347	673,11		
50,3	27,88	1,23444	620,92	53,8	29,73	1,25403	674,67		
50,4	27,93	1,23499	622,44	53,9	29,79	1,25460	676,23		
50,5	27,98	1,23555	623,95						
50,6	28,04	1,23610	625,47	54,0	29,84	1,25517	677,79		
50,7	28,09	1,23666	626,99	54,1	29,89	1,25573	679,35		
50,8	28,14	1,23721	628,50	54,2	29,94	1,25630	680,92		
50,9	28,20	1,23777	630,02	54,3	30,00	1,25687	682,48		
				54,4	30,05	1,25744	684,05		
51,0	28,25	1,23832	631,54	54,5	30,10	1,25801	685,61		
51,1	28,30	1,23888	633,07	54,6	30,16	1,25857	687,18		
51,2	28,36	1,23943	634,59	54,7	30,21	1,25914	688,75		
51,3	28,41	1,23999	636,12	54,8	30,26	1,25971	690,32		
51,4	28,46	1,24055	637,64	54,9	30,31	1,26028	691,89		

Плотность по сахарометру.	Градусы по ареометру Бо. ме.	Удельный вѣсъ.	Граммовъ сахара въ 1 литрѣ раствора.	Плотность по сахарометру.	Градусы по ареометру Бо. ме.	Удельный вѣсъ.	Граммовъ сахара въ 1 литрѣ раствора.
62,0	34,03	1,30177	807,10	65,5	35,83	1,32294	866,53
62,1	34,08	1,30237	808,77	65,6	35,88	1,32355	868,25
62,2	34,13	1,30297	810,45	65,7	35,93	1,32417	869,98
62,3	34,18	1,30356	812,12	65,8	35,98	1,32478	871,71
62,4	34,23	1,30416	813,80	65,9	36,04	1,32539	873,44
62,5	34,28	1,30476	815,48				
62,6	34,34	1,30536	817,16	66,0	36,09	1,32601	875,17
62,7	34,39	1,30596	818,84	66,1	36,14	1,32662	876,90
62,8	34,44	1,30657	820,53	66,2	36,19	1,32724	878,63
62,9	34,49	1,30717	822,21	66,3	36,24	1,32785	880,37
				66,4	36,29	1,32847	882,10
63,0	34,54	1,30777	823,90	66,5	36,34	1,32908	883,84
63,1	34,59	1,30837	825,58	66,6	36,39	1,32970	885,58
63,2	34,65	1,30897	827,27	66,7	36,45	1,33031	887,32
63,3	34,70	1,30958	828,96	66,8	36,50	1,33093	889,06
63,4	34,75	1,31018	830,65	66,9	36,55	1,33155	890,81
63,5	34,80	1,31078	832,35				
63,6	34,85	1,31139	834,04	67,0	36,60	1,33217	892,55
63,7	34,90	1,31199	835,74	67,1	36,65	1,33278	894,30
63,8	34,96	1,31260	837,44	67,2	36,70	1,33340	896,05
63,9	35,01	1,31320	839,14	67,3	36,75	1,33402	897,80
				67,4	36,80	1,33464	899,55
64,0	35,06	1,31381	840,84	67,5	36,85	1,33526	901,30
64,1	35,11	1,31442	842,54	67,6	36,90	1,33588	903,06
64,2	35,16	1,31502	844,24	67,7	36,96	1,33650	904,81
64,3	35,21	1,31563	845,95	67,8	37,01	1,33712	906,57
64,4	35,27	1,31624	847,66	67,9	37,06	1,33774	908,33
64,5	35,32	1,31684	849,36				
64,6	35,37	1,31745	851,07	68,0	37,11	1,33836	910,09
64,7	35,42	1,31806	852,79	68,1	37,16	1,33899	911,85
64,8	35,47	1,31867	854,50	68,2	37,21	1,33961	913,61
64,9	35,52	1,31928	856,21	68,3	37,26	1,34023	915,38
				68,4	37,31	1,34085	917,14
65,0	35,57	1,31989	857,93	68,5	37,36	1,34148	918,91
65,1	35,63	1,32050	859,65	68,6	37,41	1,34210	920,68
65,2	35,68	1,32111	861,36	68,7	37,47	1,34273	922,45
65,3	35,73	1,32172	863,08	68,8	37,52	1,34335	924,23
65,4	35,78	1,32233	864,80	68,9	37,57	1,34398	926,00

Плотность по сахарометру.	Градусы по ареометру Бо-ме.	Удельный вѣсъ.	Граммовъ сахара въ 1 литръ раствора.	Плотность по сахарометру.	Градусы по ареометру Бо-ме.	Удельный вѣсъ.	Граммовъ сахара въ 1 литръ раствора.
69,0	37,62	1,34460	927,77	72,5	39,39	1,36675	990,89
69,1	37,67	1,34523	929,55	72,6	39,44	1,36739	992,72
69,2	37,72	1,34585	931,33	72,7	39,49	1,36803	994,56
69,3	37,77	1,34648	933,11	72,8	39,54	1,36867	996,39
69,4	37,82	1,34711	934,89	72,9	39,59	1,36931	998,23
69,5	37,87	1,34774	936,68				
69,6	37,92	1,34836	938,46	73,0	39,64	1,36995	1000,06
69,7	37,97	1,34899	940,25	73,1	39,69	1,37059	1001,90
69,8	38,02	1,34962	942,04	73,2	39,74	1,37124	1003,75
69,9	38,07	1,35025	943,83	73,3	39,79	1,37188	1005,59
				73,4	39,84	1,37252	1007,43
70,0	38,12	1,35088	945,62	73,5	39,89	1,37317	1009,28
70,1	38,18	1,35151	947,41	73,6	39,94	1,37381	1011,13
70,2	38,23	1,35214	949,20	73,7	39,99	1,37446	1012,97
70,3	38,28	1,35277	951,00	73,8	40,04	1,37510	1014,82
70,4	38,33	1,35340	952,80	73,9	40,09	1,37575	1016,68
70,5	38,38	1,35403	954,59				
70,6	38,43	1,35466	956,39	74,0	40,14	1,37639	1018,53
70,7	38,48	1,35530	958,20	74,1	40,19	1,37704	1020,38
70,8	38,53	1,35593	960,00	74,2	40,24	1,37768	1022,34
70,9	38,58	1,35656	961,80	74,3	40,29	1,37833	1024,10
				74,4	40,34	1,37898	1025,96
71,0	38,63	1,35720	963,61	74,5	40,39	1,37962	1027,82
71,1	38,68	1,35783	965,42	74,6	40,44	1,38027	1029,68
71,2	38,73	1,35847	967,23	74,7	40,49	1,38092	1031,55
71,3	38,78	1,35910	969,04	74,8	40,54	1,38157	1033,41
71,4	38,83	1,35974	970,85	74,9	40,59	1,38222	1035,28
71,5	38,88	1,36037	972,67				
71,6	38,93	1,36101	974,48	75,0	40,64	1,38287	1037,15
71,7	38,98	1,36164	976,30	75,1	40,69	1,38352	1039,02
71,8	39,03	1,36228	978,12	75,2	40,74	1,38417	1040,89
71,9	39,08	1,36292	979,94	75,3	40,79	1,38482	1042,76
				75,4	40,84	1,38547	1044,64
72,0	39,13	1,36355	981,76	75,5	40,89	1,38612	1046,52
72,1	39,19	1,36419	983,58	75,6	40,94	1,38677	1048,40
72,2	39,24	1,36483	985,41	75,7	40,99	1,38743	1050,28
72,3	39,29	1,36547	987,24	75,8	41,04	1,38808	1052,17
72,4	39,34	1,36611	989,06	75,9	41,09	1,38873	1054,05

Плотность по сахарометру.	Градусы по ареометру Бюне.	Удельный вѣсъ.	Граммовъ сахара въ 1 литрѣ раствора.	Плотность по сахарометру.	Градусы по ареометру Бюне.	Удельный вѣсъ	Граммовъ сахара въ 1 литрѣ раствора.
76.0	41.14	1.38939	1055.93	79.5	42.87	1.41252	1122.95
76.1	41.19	1.39004	1057.82	79.6	42.92	1.41318	1124.90
76.2	41.24	1.39070	1059.71	79.7	42.96	1.41385	1126.84
76.3	41.29	1.39135	1061.60	79.8	43.01	1.41452	1128.79
76.4	41.33	1.39201	1063.49	79.9	43.06	1.41519	1130.74
76.5	41.38	1.39266	1065.38				
76.6	41.43	1.39332	1067.28	80.0	43.11	1.41586	1132.69
76.7	41.48	1.39397	1069.18	80.1	43.16	1.41653	1134.64
76.8	41.53	1.39463	1071.08	80.2	43.21	1.41720	1136.59
76.9	41.58	1.39529	1072.98	80.3	43.26	1.41787	1138.55
				80.4	43.31	1.41854	1140.51
77.0	41.63	1.39595	1074.88	80.5	43.36	1.41921	1142.47
77.1	41.68	1.39660	1076.78	80.6	43.41	1.41989	1144.43
77.2	41.73	1.39726	1078.69	80.7	43.45	1.42056	1146.39
77.3	41.78	1.39792	1080.59	80.8	43.50	1.42123	1148.36
77.4	41.83	1.39858	1082.50	80.9	43.55	1.42190	1150.32
77.5	41.88	1.39924	1084.41				
77.6	41.93	1.39990	1086.32	81.0	43.60	1.42258	1152.29
77.7	41.98	1.40056	1088.24	81.1	43.65	1.42325	1154.26
77.8	42.03	1.40122	1090.15	81.2	43.70	1.42393	1156.23
77.9	42.08	1.40188	1092.07	81.3	43.75	1.42460	1158.20
				81.4	43.80	1.42528	1160.18
78.0	42.13	1.40254	1093.98	81.5	43.85	1.42595	1162.15
78.1	42.18	1.40321	1095.90	81.6	43.89	1.42663	1164.13
78.2	42.23	1.40387	1097.83	81.7	43.94	1.42731	1166.11
78.3	42.28	1.40453	1099.75	81.8	43.99	1.42798	1168.09
78.4	42.32	1.40520	1101.67	81.9	44.04	1.42866	1170.08
78.5	42.37	1.40586	1103.60				
78.6	42.42	1.40652	1105.53	82.0	44.09	1.42934	1172.06
78.7	42.47	1.40719	1107.46	82.1	44.14	1.43002	1174.05
78.8	42.52	1.40785	1109.39	82.2	44.19	1.43070	1176.03
78.9	42.57	1.40852	1111.32	82.3	44.24	1.43137	1178.02
				82.4	44.28	1.43205	1180.01
79.0	42.62	1.40918	1113.25	82.5	44.33	1.43273	1182.01
79.1	42.67	1.40985	1115.19	82.6	44.38	1.43341	1184.00
79.2	42.72	1.41052	1117.13	82.7	44.43	1.43409	1185.99
79.3	42.77	1.41118	1119.07	82.8	44.48	1.43478	1187.99
79.4	42.82	1.41185	1121.01	82.9	44.53	1.43546	1189.99

Плотность по сахарометру.	Градусы по ареометру Бо-ме.	Удельный вѣсъ.	Граммовъ сахара въ 1 литръ раствора.	Плотность по сахарометру.	Градусы по ареометру Бо-ме.	Удельный вѣсъ.	Граммовъ сахара въ 1 литръ раствора.
83,0	44,58	1,43614	1191,99	86,5	46,26	1,46026	1263,13
83,1	44,62	1,43682	1194,00	86,6	46,31	1,46095	1265,19
83,2	44,67	1,43750	1196,01	86,7	46,36	1,46165	1267,25
83,3	44,72	1,43819	1198,01	86,8	46,41	1,46235	1269,32
83,4	44,77	1,43887	1200,02	86,9	46,46	1,46304	1271,39
83,5	44,82	1,43955	1202,03				
83,6	44,87	1,44024	1204,04	87,0	46,50	1,46374	1273,46
83,7	44,91	1,44092	1206,06	87,1	46,55	1,46444	1275,53
83,8	44,96	1,44161	1208,08	87,2	46,60	1,46514	1277,61
83,9	45,01	1,44229	1210,09	87,3	46,65	1,46584	1279,68
				87,4	46,69	1,46654	1281,76
84,0	45,06	1,44298	1212,21	87,5	46,74	1,46724	1283,84
84,1	45,11	1,44367	1214,13	87,6	46,79	1,46794	1285,92
84,2	45,16	1,44435	1216,15	87,7	46,84	1,46864	1288,00
84,3	45,21	1,44504	1218,17	87,8	46,88	1,46934	1290,08
84,4	45,25	1,44573	1220,19	87,9	46,93	1,47004	1292,17
84,5	45,30	1,44641	1222,22				
84,6	45,35	1,44710	1224,24	88,0	46,98	1,47074	1294,26
84,7	45,40	1,44779	1226,28	88,1	47,03	1,47145	1296,35
84,8	45,45	1,44848	1228,32	88,2	47,08	1,47215	1298,44
84,9	45,49	1,44917	1230,35	88,3	47,12	1,47285	1300,53
				88,4	47,17	1,46356	1302,63
85,0	45,54	1,44986	1232,39	88,5	47,22	1,47426	1304,72
85,1	45,59	1,45055	1234,42	88,6	47,27	1,47496	1306,82
85,2	45,64	1,45124	1236,46	88,7	47,31	1,47567	1308,92
85,3	45,69	1,45193	1238,50	88,8	47,36	1,47637	1311,02
85,4	45,74	1,45262	1240,54	88,9	47,41	1,47708	1313,13
85,5	45,78	1,45331	1242,59				
85,6	45,83	1,45401	1244,63	89,0	47,46	1,47778	1315,23
85,7	45,88	1,45470	1246,68	89,1	47,50	1,47849	1317,34
85,8	45,93	1,45539	1248,73	89,2	47,55	1,47920	1319,45
85,9	45,98	1,45609	1250,77	89,3	47,60	1,47991	1321,56
				89,4	47,65	1,48061	1323,67
86,0	46,02	1,45678	1252,83	89,5	47,69	1,48132	1325,78
86,1	46,07	1,45748	1254,89	89,6	47,74	1,48203	1327,90
86,2	46,12	1,45817	1256,95	89,7	47,79	1,48274	1330,02
86,3	46,17	1,45887	1259,00	89,8	47,83	1,48345	1332,14
86,4	46,22	1,45956	1261,06	89,9	47,88	1,48416	1334,26

Плотность по сахарометру.	Градусы по ареометру Бо-ме.	Удельный вѣсъ.	Граммовъ сахара въ 1 литрѣ раствора.	Плотность по сахарометру.	Градусы по ареометру Бо-ме.	Удельный вѣсъ.	Граммовъ сахара въ 1 литрѣ раствора.
90,0	47,93	1,48486	1336,38	93,5	49,57	1,50996	1411,82
90,1	47,98	1,48558	1338,51	93,6	49,62	1,51069	1414,01
90,2	48,02	1,48629	1340,63	93,7	49,67	1,51141	1416,20
90,3	48,07	1,48700	1342,76	93,8	49,71	1,51214	1418,39
90,4	48,12	1,48771	1344,89	93,9	49,76	1,51286	1420,58
90,5	48,17	1,48842	1347,03				
90,6	48,21	1,48913	1349,16	94,0	49,81	1,51359	1422,78
90,7	48,26	1,48985	1351,29	94,1	49,85	1,51431	1424,97
90,8	48,31	1,49056	1353,43	94,2	49,90	1,51504	1427,17
90,9	48,35	1,49127	1355,57	94,3	49,94	1,51577	1429,37
				94,4	49,99	1,51649	1431,57
91,0	48,40	1,49199	1357,71	94,5	50,04	1,51722	1433,78
91,1	48,45	1,49270	1359,85	94,6	50,08	1,51795	1435,98
91,2	48,50	1,49342	1361,99	94,7	50,13	1,51868	1438,19
91,3	48,54	1,49413	1364,14	94,8	50,18	1,51941	1440,40
91,4	48,59	1,49485	1366,29	94,9	50,22	1,52014	1442,61
91,5	48,64	1,49556	1368,44				
91,6	48,68	1,49628	1370,59	95,0	50,27	1,52087	1444,83
91,7	48,73	1,49700	1372,75	95,1	50,32	1,52159	1447,04
91,8	48,78	1,49771	1374,90	95,2	50,36	1,52232	1449,26
91,9	48,82	1,49843	1377,06	95,3	50,41	1,52304	1451,48
				95,4	50,45	1,52376	1453,70
92,0	48,87	1,49915	1379,22	95,5	50,50	1,52449	1455,92
92,1	48,92	1,49987	1381,38	95,6	50,55	1,52521	1458,14
92,2	48,96	1,50058	1383,54	95,7	50,59	1,52593	1460,37
92,3	49,01	1,50130	1385,71	95,8	50,64	1,52665	1462,60
92,4	49,06	1,50202	1387,87	95,9	50,69	1,52738	1464,83
92,5	49,11	1,50274	1390,04				
92,6	49,15	1,50346	1392,21	96,0	50,73	1,52810	1467,06
92,7	49,20	1,50419	1394,38	96,1	50,78	1,52884	1469,29
92,8	49,25	1,50491	1396,56	96,2	50,82	1,52958	1471,53
92,9	49,29	1,50563	1398,73	96,3	50,87	1,53032	1473,77
				96,4	50,92	1,53106	1476,01
93,0	49,34	1,50635	1400,91	96,5	50,96	1,53180	1478,25
93,1	49,39	1,50707	1403,09	96,6	51,01	1,53254	1480,49
93,2	49,43	1,50779	1405,27	96,7	51,05	1,53328	1482,73
93,3	49,48	1,50852	1407,45	96,8	51,10	1,53402	1484,98
93,4	49,53	1,50924	1409,63	96,9	51,15	1,53476	1487,23

Плотность по сахарометру.	Градусы по ареометру Бо-ме.	Удельный вѣсъ.	Граммовъ сахара въ 1 литрѣ раствора.	Плотность по сахарометру.	Градусы по ареометру Бо-ме.	Удельный вѣсъ.	Граммовъ сахара въ 1 литрѣ раствора.
97,0	51,19	1,53550	1489,48	98,6	51,92	1,54740	1525,73
97,1	51,24	1,53624	1491,73	98,7	51,97	1,54815	1528,01
97,2	51,28	1,53698	1493,98	98,8	52,01	1,54890	1530,30
97,3	51,33	1,53772	1496,24	98,9	52,06	1,54965	1532,58
97,4	51,38	1,53846	1498,50				
97,5	51,42	1,53920	1500,76	99,0	52,11	1,55040	1534,87
97,6	51,47	1,53994	1503,02	99,1	52,15	1,55115	1537,16
97,7	51,51	1,54068	1505,28	99,2	52,20	1,55189	1539,45
97,8	51,56	1,54142	1507,54	99,3	52,24	1,55264	1541,74
97,9	51,60	1,54216	1509,81	99,4	52,29	1,55338	1544,04
				99,5	52,33	1,55413	1546,34
98,0	51,65	1,54290	1512,08	99,6	52,38	1,55487	1548,64
98,1	51,70	1,54365	1514,35	99,7	52,42	1,55562	1550,94
98,2	51,74	1,54440	1516,62	99,8	52,47	1,55636	1553,24
98,3	51,79	1,54515	1518,89	99,9	52,51	1,55711	1555,54
98,4	51,83	1,54590	1521,17				
98,5	51,88	1,54665	1523,45	100,0	52,56	1,55785	1557,85