Funduk

Паспорт хроматограммы

 Проект:
 спирты
 Колонка:
 HP-FFAP

 Название метода:
 Водка по ГОСТ
 Проба:
 Funduk 96,6

Дата и время: 04.08.2021 10:24:33 **Метод расчета:** Абсолютная градуировка

 Анализ.Хроматограмма:
 2560.1
 Объем, мкл:
 1

 Оператор:
 Разведение:
 1

 Источник:

Расчет по компонентам

Время, мин	Компонент	Группа	Площадь	Высота	Концентрация	Ед. концентрации	Детектор
4.646	метилацетат	средние эфиры	0.219	0.124	0.901	мг/л	ПИД-1
5.141	метанол	метанол	0.956	0.370	0.000	%об.	ПИД-1
5.471	этанол		265749.158	74142.718			ПИД-1

Расчет по группам

Группа Площадь		Высота Концентрация		Ед. концентрации	Кол-во компонентов	
	265749.158	74142.718			1	
метанол	0.956	0.370	0.000	%об.	1	
средние эфиры	0.219	0.124	0.901	мг/л	1	
	3.744	1.251			3	

Хроматограммы

